

# cardioBANキット

小型・軽量・ケーブルなしで  
心電図とモーションの計測



## センサ内蔵ワイヤレスcardioBANウェアラブルキット

- ・アナログポートなし、シングルリードECG、3軸加速度センサ、3軸磁気センサが内蔵
- ・最大16ビット分解能、最大1KHzのサンプリングレート
- ・BluetoothクラスII & Bluetooth Low Energy (BLE)通信で、通信範囲は10mまで
- ・連続計測可能時間は4時間まで、サイズ: 28x70x12mm、重量: 25g
- ・付属品: cardioBAN用電極50個、マイクロUSB充電ケーブル、Bluetooth Dongle

# Soloキット

センサが一つのみ必要とされる  
ご研究に



- ・アナログセンサに対応できるポート1つ、補助ポートなし、3軸加速度センサと3軸磁気センサが内蔵
  - ・最大16ビット分解能、最大1KHzのサンプリングレート
  - ・BluetoothクラスII通信で、通信範囲は10mまで
  - ・連続計測可能時間は16時間まで、サイズ: 54x35x15mm、センサ抜き重量: 45g
- ※センサはキットに含まれておらず、別途にてご注文下さい。

## 12種類のスタンダードセンサ

- ・筋電EMG
- ・心電ECG
- ・呼吸PZT
- ・皮膚電位EDA
- ・脳波EEG
- ・温度TEMP
- ・加速度ACC
- ・フォースFSR
- ・照度LUX
- ・眼電位EOG
- ・胃電図EGG
- ・音ACOUSTIC

株式会社クリアクト

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階 ☎03-3442-5401 ✉info@creact.co.jp