



## PsychoBIT BT 88,000円(税込)

脳波・心電位・呼吸・皮膚電位といった基本的な心理生理学的データ取得用に設計された組み立て済みのハンドルキットです。データ計測に必要な全てのアクセサリも備えています。



## HomeBIT 82,500円(税込)

自宅や教室といった学習の場をはじめ、多くの生体信号の取得・研究が必要とされる場所でお使い頂ける組み立て済みバンドルキットです。脈波・心電位・皮膚電位といった基本的な心理生理学的データ取得に加え、筋電や脳波計測も可能です。



## HeartBIT 44,000円(税込)

心電位(ECG)およびフォトプレシスモグラフィ(PPG)信号を評価することにより、心臓活動を測定したいすべての方のために設計されている組み立て済みのハンドルキットです。



## MuscleBIT 60,500円(税込)

筋電位(EMG)信号の取得、評価のために設計された組み立て済みバンドルキットです。4つのEMGセンサを備え付けております。



## NeuroBIT 44,000円(税込)

前頭葉の脳波活動計測を基本とする脳波(EEG)データ取得用に設計された組み立て済みバンドルキットです。備え付けの脳波センサにより、正確で高速な測定を繰り返し行えます。

	PsychoBIT	HomeBIT	HeartBIT	MuscleBIT	NeuroBIT
PZTセンサ	●				
PULセンサ	●	●	●		
ECGセンサ	●	●	●		
EDAセンサ	●	●			
グラウンドケーブル		●		●	●
EMGセンサ		●		●(4個)	
EEGセンサ		●			●(2個)
ACCセンサ		●			
LUXセンサ	●				
プッシュボタン(BTN)	●				
LED(アクチュエータ)	●				

各キットに共通する付属品は下記となります。

- ・BITalinoコアBT (MCU+BT+PWR)
- ・バッテリー700mAh
- ・Bluetooth dongle
- ・USB充電ケーブル
- ・使い捨て電極:50個

その他のセンサ・オプションなど、研究論文向けには、低ノイズ、16ビット分解能のbiosignalspluxシリーズもご用意しております。