




トビーPCEyeMini視線入力装置にかわる

# 新しいトビーPCEye 5



## 新しいトビーの視線入力装置 PCEye5 (ピーシーアイファイブ)は

WindowsのノートパソコンやPC用ディスプレイに取り付け、USBケーブルで接続するだけで、視線入力ができるようになるツールです。

ユーザーは画面上の文字やアイコンを「ただ見るだけで」、文字を書いたり、インターネットをしたり、メールを出したりできます。

視線で入力

屋外でも使用できる

27インチまで対応

ポータブル



## 文字を書く、ネットで検索、ソーシャルメディアにアクセス、ゲーム…

- ✓ Windowsコンピュータのあらゆる機能に「ただ見るだけで」アクセスできます。
- ✓ 屋内はもちろん、太陽光の下の屋外でも使用できます。
- ✓ 小さなWindowsタブレットから大きな27インチモニターまで使用できます。
- ✓ ポータブル(ケース付き)なので、どこにでも持ち運びできます。

# コンピュータ・コントロールソフトウェア

Tobii PCEye 5 には、Windows用の様々なソフトウェアを視線で使えるようにするためのソフトウェア、コンピュータ・コントロールが付いてきます。

コンピュータ・コントロールは、既成のソフトウェアやWeb上のアイコンなどを視線で楽に早く操作するためのソフトウェアです。



コンピュータ・コントロールは

- スクリーンキーボード
- クリック、ダブルクリック、コピー&ペースト、ドラッグ&ドロップなどのマウス操作
- 視線で楽に入力するためのズーム機能
- Web画面のスクロール
- ネット検索を楽にするブラウスサポート機能を備えています。

## 注記

ソフトウェアやマニュアルは全てクレアクトがトビィダイナボックス社に協力して日本語化しています。現在(2021年1月4日)、日本語入力用のキーボードの不具合を修正したり、コンピュータ・コントロールの全機能を日本のユーザーにとって使い易くするために改善を行っています。クレアクトではユーザーの皆様が問題なく使用できるスクリーンキーボードが完成次第Tobii PCEye 5 を正式にリリースします。でも1日でも早くPCEye 5 を使いたい方には、改良後の無料アップデートをお約束したうえで、すぐに販売いたします。お問合せ下さい。

## PCEye5が使える療育・教育用、コミュニケーション用ソフトウェアのご案内

### センサリーアイFX



- 見る力を育てるゲーム型療育ソフト
- 重度の知的障害があるユーザーの視機能や認知の評価に活用できる
- 気づきを促す視覚刺激、凝視、視野、因果の理解、円滑追従運動、聴覚の優勢、記憶、戦略など5段階のコンテンツを利用して評価、トレーニングが可能(後継ソフト準備中)

### ルック・トゥー・ラン



- キャリブレーションが可能な児童が視線入力装置を使って楽しく視線入力の練習できるソフトウェア。
- 因果の理解があり注視の練習が必要な子供たちのモチベーションを上げながら注視の練習が出来るソフトウェア

### コミュニケーター 5



- ボタンの枠内の視線を集めて入力決定するので、とても楽に視線入力ができる
- 幼児から大人まで様々な文字盤やシンボルを使用し会話を读上げる
- メール、インターネット、ゲーム、写真、環境制御等様々な入力画面を備えている

システム要件: 2.0GHz以上、第6世代Intel Core (i5/i7-6xxx)以降または同等AMD64ビットプロセッサ、8GBメモリ、ハードディスク450MB  
Windows 10 (64bit)

株式会社クレアクト Tobii アシスティブ事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階  
Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp

 Creact