



アクセサリ

マイトビー16 アクセサリ:

- アタッチメント 充電器
- トラベルバッグ コネクトIT取り付けプレート

オプション: キーガード



製品仕様

デバイス	マイトビー16
スクリーン	/15.6", 16:9 アスペクト比
スクリーン解像度	1920x1080
タッチパネル	静電容量式マルチタッチ ゴリラガラス 3
サイズ	39.1 x 26.9 x 8.4 cm
重量	2,7 kg
スピーカー	10W スピーカーシステム
マイクロホン	1 x 前向きマイクロホン
プロセッサ	Intel Core i5 7200U
RAM	8GB LPDDR4
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 Pro
ハードディスクドライブ	256 GB SSD
背面ディスプレイ	5.2" フルカラー LCD, 480x128 解像度
コネクタ	2 x USB 3.0 2 x 3.5 スイッチコネクタ 1 x 3.5 mm ヘッドフォンジャック (ステレオ) ジャック検知付き 1 x 充電用ポート
外付けボタン	1 x 電源 On 1 x 音量上がる 1 x 音量下がる 2 x プログラム可能

※マイトビー15 (Wide)は名称変更しております。

WLAN (オプション)	2.4G/5G; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WiFi 準拠
Bluetooth® (オプション)	Bluetooth® 4.1
IR リモコン (環境制御ユニット)	6 送信ダイオード/1 受信ダイオード
カメラ	背面カメラ 8MP 前面カメラ 2MP
Eye トラッカー	Tobii IS5B
バッテリー稼働時間	~8 時間
バッテリー充電時間	最長 5 時間 (0-100%)
バッテリー保管時間	最長 6 カ月 @ 40-60% 充電
デスクスタンド	組み込み済み
取り付けプレート	VESA用プレート
電源	入力: エンバ - 3 ヶ 100 ~ 240 VAC 出力: 19 V / 3.43 A
IP クラス	IP54 (I/O カバー付き)
医療機器分類	93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive, as amended by 2007/47/EC

tobii dynavox
The power to
break through
boundaries



障害を乗り越えるパワー

新しいマイトビー16をご紹介します。

総輸入販売元

株式会社 クレアクト Tobii 福祉機器事業部
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階
Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp

 **Creact**
www.creact.co.jp

可能性を解き放て

メールを自分で送れたらなあと思った事はありませんか？

あなたは、お子さんが「ママ好き」と言ってくれる日を夢見るお母さんですか？もしそうなら、視線入力で可能性を解き放った何万人もの仲間に参加しませんか？

視線入力とコミュニケーションの世界のトップリーダーであるトビー・ダイナボックス社から新しくなった意思伝達装置マイトビーI-16をご紹介します。

他の追随を許さない最新第5世代AAC用視線入力デバイスを搭載したコミュニケーションとコンピュータ操作に最適なマイトビーI-16は、脳性まひ、ALS、レット症候群などのある人々にとって理想的な装置です。

世界最高のアイトラッカー、読上げに最適化されたスピーカー、そして話し相手が画面をのぞき込まなくても見える「パートナー・ウィンドー」を備えて、ますます使い易くなった新しいマイトビーを体験してください。



視線入力装置以上のもの

マイトビーI-16は、ただの視線による会話装置ではありません。

それは教室で先生の質問に答える声であり、職場でプレゼン資料を作れるツールであり、お気に入りのバンドの曲をWebサイトからダウンロードする方法でもあります。

今度はマイトビーを特別にしているにしているソフトウェアをご紹介します。

マイトビーは、あなたが進化すれにつれて進化し、あなたのあらゆるニーズに応えます。

Communicator 5 はテキストやシンボルをクリアな読上げに変えたり、コンピュータ操作を簡単にするツールを提供するすぐれたソフトウェアです。個々のニーズ、用途はもちろん、ユーザーの認知段階や視能力に合わせて、一人一人のための画面を簡単に編集して作成できます。


またテレビや、照明、エアコンなどの環境制御機能も備えています。家庭ではもちろん、学校、職場、病院、ICUなど、どんな環境でも使えます。特に言語能力を失っていないALSがある大人の方などのユーザーに非常に適しています。



Snap **スナップ** シンボルベースのコミュニケーションソフトウェアです。すぐにコミュニケーションを開始し、成長と発達にあわせて展開できる、文法と語彙の構成を持つ体系的で研究に裏打ちされたソフトウェアです。

スナップは、コミュニケーション能力を育てるために、成長、社会的関わり、語彙の3つの柱を基本にしています。


またシンボルから文字に移行しつつある子ども達や、聴覚障害、失語症などのある読み書きができる大人のためのページセットも備えています。



Computer Control™ コンピューター・コントロールは視線であなたのパソコンを快適に操作できるソフトウェアです。

より自立して、今までのように仕事をしたり、勉強をしたり、楽しんだりする手助けをします。コンピューター・コントロールは、最も理にかなった直感的な方法で、視線によるコンピュータ操作を飛躍的に快適にします。

その特徴は：
 ・インタラクション・ファースト
 ・画面中央に展開するユーザー・インターフェース (UI)
 ・放射状 UI レイアウト



自分でできる

視線やタッチでも設定できるプログラムボタン。より柔軟な操作性、自立を助けると共に介助者の使い易さを高めます。

ハードな使用環境でも安心

軽量、丈夫な設計、グレア防止の頑丈なゴリラガラス、防滴仕様でいつでもあなたと一緒にいられます。

限界を超えるためにデザインされました

向かい合って自然な会話ができる

背面にパートナー用のウィンドウを備え、読上げしなくとも、あなたの言葉や会話を相手に伝えられます。

大きくクリアに聞こえる

相手に向かって組み込まれた2つのスピーカーでどんな環境でもあなたの声が届きます。

トビーダイナボックスの視線入力装置の優位性

トビーダイナボックスは、視線追跡技術(アイトラッキング)の分野で15年以上の研究、経験、イノベーションを遂げてきた世界のパイオニアです。最新マイトビーに搭載されたIS5アイトラッカーは、あらゆるタイプのユーザー、民族、眼鏡、コンタクトレンズ、照明環境他の何百万人からのテストデータと長年の研究開発を元としています。この積上げられた知識と技術により、文字通り世界でもっとロバストで、最高の性能を持つアイトラッカーが生まれました。

新しいマイトビーI-16には、スナップ・シーン、Accessible Literacy Learning (ALL®)、Mirror for Android™、Magic Eye FXもついています。