



# TD パイロット

## iPadベースの視線入力 コミュニケーション・デバイス

TD パイロットは、iPadを組み込んだ視線入力によるコミュニケーション・デバイスです。ALS /MND、脊髄損傷、脳性まひ等のある人々の会話、社会との関わりを強力にサポートします。

TD パイロットは、視線で書いてすぐに読上げられるキーボードと、日常生活でよく使う会話文やフレーズを読み上げられるアプリを備えており、言いたい事を、言いたいときに伝えられます。

TD パイロットは、世界トップレベルの視線入力装置を組み込んだ、Apple社認証の意思伝達装置です。



### 複数の入力手段

あなたの視線、タッチ、スキャン&スイッチー 複数の入力方法でiPadを操作できます。もちろん介助者はタッチでサポートできます。



### パートナーウィンドウ

デバイス背面に入力した会話文を表示できるパートナーウィンドウがあります。読み上げなくても相手と静かに対面で会話できます。



### 外光に強い視線入力装置

TD パイロットの視線入力装置は、外光に強いので、屋外のどこへでも安心して連れて行けます。



### パワフルなスピーカー

TD パイロットに組み込まれた大音量出力が可能なスピーカーで屋外、職場や教室、車内でもあなたの声を確実に話し相手に届けられます。

## ただ見るだけでiPadベースの会話装置が操作できる!

TDパイロットは、iPad専用に設計された、Appleが定める性能基準への適合を証明するMade for iPadを取得している、視線で快適に安定して使えるコミュニケーション装置です。

専用アプリによる文章作成やフレーズの読み上げによる対面での会話はもちろん、メッセージアプリ、SNS、メールで幅広いコミュニケーションが可能です。また音楽やビデオ、スマートスピーカーによる環境制御などで日常生活の質を飛躍的に向上させることができます。



### TDトーク

ただ見るだけで「書いて読み上げられる」、自然な会話を可能にするキーボード。リージョン・インタラクション機能で、目の疲れも少なく楽に文字入力できます。



### TDスナップ

文字入力だけでなく、日常生活でよく使うフレーズや、自宅、病院、電話など生活場面ごとの会話文、カテゴリごとの単語リストを備え、見るだけで読み上げてくれる意思伝達・会話アプリ。リージョン・インタラクション機能で、目の疲れも少なく楽に視線入力できます。



### TDスナップ<大人用>

\*シンボルサポート付き/文字のみ両方で使えます。



### TDスナップ<子ども用>



### TDコパイロット

TDパイロットの視線入力装置の設定を行うアプリです。バッテリーの使用状況なども確認できます。

### 技術仕様

項目	内容
サイズ・重量	30,4 x 25,5 x 9cm 2kg
オペレーションシステム	iPadOS
ボタン	電源、音量調節、視線追跡状況確認
コネクタ	Thunderbolt/USB 4 iPad用
	USB-C
	スイッチコネクタ 3.3mm x 2
	ヘッドフォンジャック
	15VDC 電源コネクタ
電源	100-240 VAC

<付属品> VESA用アタッチメント、電源、接続ケーブル

項目	内容
スピーカー	10W 埋め込みスピーカー x 2
WLAN	802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.0
チップ	AppleM1, RAM 8GB
ハードディスクドライブ	256GB
バッテリー作動時間	最長10時間
バッテリー充電時間	最長4時間
視線入力	装置からの距離 45-85cm, 33Hz
動作温度	0-35度

1,390,000円(非課税)

総輸入販売元：株式会社クレアクト 福祉機器事業部

☎03-3442-5401 ✉info@creact.co.jp

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階