



アドオンソフトにはインストーラーや納品物はありません。ご注文頂いてからの手順は下記となります。

## 1. ご注文時に記載頂いた MAC アドレスに対して、拡張機能のアクティベーション作業を弊社からメーカーに依頼します

通常、この作業にかかる日数は2～3日程度となります。

アクティベーションが完了しましたら、弊社からご連絡させていただきます。

## 2. OpenSignals を PC へインストールする

(すでに OpenSignals 無料版をお使いの方は3.へ進んでください。)

お使いの PC へ OpenSignals をインストールしてください。

インストーラーは下記 URL から最新版をダウンロードできます。

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/introducing-opensignals-revolution/>

## 3. PC をインターネットに接続した状態で、デバイスをペアリングする

OpenSignals をインストール後、デバイスを PC に接続してください。

その際、PC がネットワークにつながっていれば OpenSignals へアドオンソフトが自動的に追加されます。

▶OpenSignals マニュアルや各種レポートは下記 URL からダウンロードできます。

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/opensignals-documentation/>

▶OpenSignals アドオンから CSV 及び PDF レポートをエクスポートする方法

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/how-to-generate-csv-and-pdf-reports-with-the-processing-results-returned-by-each-add-on/>