



cardioBAN キット

パッケージには以下の製品が含まれております。ご確認ください。

- ・ワイヤレスハブ（心電図センサ、3 軸加速度センサ、3 軸磁気センサが内蔵）×1 個
- ・cardioBAN 用電極（ゲル付き再利用不可）×25 個/袋 ×2 袋
- ・マイクロ USB 充電用ケーブル ×1 本
- ・Bluetooth ドングル ×1 個

1. cardioBAN キットのクイックガイドはこちらでご確認下さい

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/cardioban-getting-started/>

2. OpenSignals のインストーラーはこちらでご入手下さい

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/introducing-opensignals-revolution/>

3. OpenSignals ユーザマニュアルはこちらでご確認下さい

https://support.pluxbiosignals.com/wp-content/uploads/2021/11/OpenSignals_Manual.pdf

お問い合わせ先



株式会社 クレアクト

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp