



ドイツ生まれの車いす用マウント

Monty 3D series


モンティ3Dシリーズ

ドイツ生まれの「リハダプト車いすマウントアーム」は、視線操作を使ったコミュニケーション支援に最適なアームです。マイトビート-16やTDパイロットと組み合わせてお使い頂けます。軽量でスマート、取り扱いが楽なマウントアームは、ワンタッチでデバイスの付け外しができます。マウントが回転する為、車いすの乗り降りも簡単です。



モンティ3DプラスHD (# 11.4312)

モンティ3Dプラス (# 11.3312)



プラス マウントアームは、デバイスの位置を正確に合わせる事ができます。耐荷重は 6 Kgで、視線入力デバイスの取付けに最適なアームです。小さなお子さんの車いすに安心して取り付けられます。

仕様

チューブの長さ	300 mm/500 mm/400mm
追加チューブ	500 mm
耐荷重	6 kg
アームの重さ	1.85kg



プラスHDマウントアームは、デバイス位置の正確な位置合わせが可能で、荷重は 6 Kgとなっております。視線入力デバイスの取付けに最適なアームです。

仕様

チューブの長さ	500 mm/500 mm/400 mm
追加チューブ	300 mm
耐荷重	6 kg
アームの重さ	2.11kg

モンティ3DカーブXL (# 11.5311/11.6312/11.7312)



カーブ マウントアームは、2本のチューブで構成されたスマートなアームで、耐荷重は 3 Kgとなっております。視線入力デバイスの取付けに最適です。

仕様

	M	L	XL
チューブの長さ	660 mm/400 mm	760 mm/400 mm	860 mm/400 mm
オフセット	230mm	300mm	300mm
耐荷重	3 kg	3 kg	3 kg
アームの重さ	1.44 kg	1.54 kg	1.59 kg

株式会社クレクト

〒141-0022
東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階
☎ 03-3442-5401 ✉ info@creact.co.jp

