



視線入力装置 トビーPCEye 5

公費(補装具・日常生活用具)対象商品



Tobii Dynavoxの視線入力装置 PCEye5 (ピーシーアイファイブ)は

福祉用途の製品で、目(視線)のみでパソコンのマウス機能のほぼ全てを行う事が出来ます。ご自身のPCに付属のTDコントロールソフトをインストールしUSBケーブルで接続すれば、PCを視線操作できるようになります。

画面上の文字やアイコンを「ただ見るだけ」でPCを操作し、文書を書いたりインターネット検索やSNS・メール・ゲームをする事も出来ます。



目(視線)のみで操作

屋外でも使用できる

27インチまで対応

ポータブル



文字を書く、ネットで検索、ソーシャルメディアにアクセス、ゲーム…

- ✓ Windowsコンピュータのあらゆる機能に「ただ見るだけ」でアクセスできます。
- ✓ 屋内はもちろん、太陽光の下の屋外でも使用できます。
- ✓ 小さなWindowsタブレットから大きな27インチモニタまで使用できます。
- ✓ 小型軽量(専用ケース付き)なので、自宅や職場どこにでも持ち運びできます。

TDコントロール 付属の視線操作ソフトウェア

トビーPCEye 5には、Windows用の様々なソフトウェアを視線で使えるようにするためのソフトウェア、TDコントロールが付いてきます。

TDコントロールは、既成のソフトウェアやWeb上のアイコンなどを視線で楽に早く操作するためのソフトウェアです。



TDコントロールの主な機能

- インタラクシオンメニュー
左右シングル・ダブルクリック、スクロール、ドラッグ&ドロップ、「Shift」「Ctrl」「Alt」キーの押下を含めたマウス機能
- モードメニュー
「クリックを繰り返す」「描画」「ゲームパッド」モードの選択可能
- 視線とスイッチの併用
- スクリーンキーボード、スイッチャーによるアプリの起動

PCEye5が使える療育・教育用、コミュニケーション用ソフトウェアのご案内

センサリーアイFX2



- 見る力を育てるゲーム型療育ソフト
- 重度の知的障害があるユーザーの視機能や認知の評価に活用できる
- 気づきを促す視覚刺激、凝視、視野、因果の理解、円滑追従運動、聴覚の優勢、記憶、戦略など5段階のコンテンツを利用して評価、トレーニングが可能

ルック・トゥー・ラン



- キャリブレーションが可能な児童が視線入力装置を使って楽しく視線入力の練習できるソフトウェア。
- 因果の理解があり注視の練習が必要な子供たちのモチベーションを上げながら注視の練習が出来るソフトウェア

コミュニケーター5



- ボタンの枠内の視線を集めて入力決定するので、とても楽に視線入力ができる
- 幼児から大人まで様々な文字盤やシンボルを使用し会話を読上げる
- メール、インターネット、ゲーム、写真、環境制御等様々な入力画面を備えている

TDスナップ



- TDスナップは、非言語のASD（自閉症スペクトラム障害）、ASD、ダウン症、脳性まひ、知的障害のある子ども達が、ずっと使えるコミュニケーション&ことば学習ツールです。（読上げ付き）
- VOCA、単語・会話表現集、文の作成練習、ソーシャルスキル・サポートが一つになったアプリ。

システム要件

2.0GHz以上、第6世代Intel Core (i5/i7-6xxx)以降または同等AMD64ビットプロセッサ、8GBメモリ、ハードディスク450MB
Windows 10 (64bit)、Windows 11 (64bit)



税込:242,000円(税込み)

株式会社 クレアクト 福祉機器事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階
Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp

