


タスク分析/行動観察ソフトウェア

フランス・TEA社のタスク分析/行動観察ソフトウェア **CAPTIV-L2100**。お求めやすい価格で、直観的で簡単に使えるビデオのコーディングソフトウェアです。ビデオのマニュアルコーディング、行動観察、タスク分析がソフト上で簡単に行えます。

- 機能① **コード化** : 行動観察のジェスチャー、姿勢、動作、位置、出来事をワンクリックで入力
- 機能② **表示** : 動作、継続時間のグラフと同期したビデオを表示、4つのビデオ画像を同時表示
- 機能③ **分析** : TEXTデータ取込み、データ処理、統計、多基準フィルター、レポート

CAPTIV-2100 を使えばタスク分析/行動観察の手順はとっても簡単

- 手順1) お手持ちのデジタルビデオカメラで、被験者の行動をビデオに録画
 - 手順2) 撮ったビデオ、またはすでに録画されたビデオを CAPTIV-2100 にインポート
 - 手順3) 観察プロトコルを定義 (ジェスチャー、姿勢、動作、イベント、位置など)。いつでも修正できます。
 - 手順4) CAPTIV-2100 の画面上でビデオを再生しながらマニュアルコーディング
- これで作業は終了。



そして、

- ビデオ再生で動的にまた同期させて行動分析グラフを表示
- ワンクリックで必要な全ての統計を取得：継続時間、頻度、反復、同時性、推移など
- 様々なカスタマイズできるパラメータで多基準サーチ
- 計測データを TEXT 形式で取込み同時分析も可能、レポート用に画像やファイルを出力

<活用分野>

心理学実験、労働環境分析、人間工学、リハビリテーション、マーケティングリサーチなど

資料請求・お問い合わせはこちら

株式会社 クレアクト

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

Tel : 03-3444-5601 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp